



3M™ Tegaderm™ + Pad


Pansement transparent avec compresse absorbante



- Support imperméable permettant au patient de se doucher
- Barrière contre les bactéries et virus réduisant le risque d'infection
- Economique^{1,2}

www.distrimed.com

3M Santé



3M Infection Prevention

3M™ Tegaderm™ + Pad

Pansement transparent avec compresse absorbante


Raisons pour choisir le pansement Tegaderm+Pad

- Support imperméable permettant au patient de se doucher
- Barrière contre les bactéries et virus* réduisant le risque d'infection
- Economique^{1,2}
- Cadre de pose original assurant une application précise et sans tension
- Le film transparent facilite le contrôle de saturation de la compresse et la surveillance de la peau avoisinante
- La compresse absorbante non-adhérente réduit la douleur lors du renouvellement du pansement
- Flexible, conforme, hypoallergénique et semi-perméable
- Grande variété de tailles

Indications

- Pansements des plaies chirurgicales
- Pansements après petite chirurgie
- Lacérations et abrasions
- Brûlures de 2ème degré superficielles et intermédiaires
- Plaies légèrement à modérément exsudatives
- Pansement secondaire

Durée du pansement en post-opératoire pour patient en chirurgie¹



Information de commande :

	Référence Produit	Taille totale	Taille de la compresse	Pansements/boîte	Code Commande
	3582	5 x 7cm	2.5 x 4cm	50	TEG3582
	3584	6 x 10cm	2.5 x 6cm	50	TEG3584
	3586	9 x 10cm	4.5 x 6cm	25	TEG3586
	3589	9 x 15cm	4.5 x 10cm	25	TEG3589
	3590	9 x 20cm	4.5 x 15cm	25	TEG3590
	3591	9 x 25cm	4.5 x 20cm	25	TEG3591
	3593	9 x 35cm	4.5 x 30cm	25	TEG3593

Pour plus de renseignements sur les produits 3M, veuillez visiter notre site Internet : www.3msante.fr



Laboratoires 3M Santé
Département Soins et Médecine pour la Ville

Boulevard de l'Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél. 01.30.31.82.82
Fax 01.30.31.83.83
www.mmm.com/fr/sante

www.distrimed.com

*Des tests de laboratoire ont prouvé que le film offre une barrière efficace contre les virus HIV-1 et HBV à condition que l'intégrité du pansement soit respectée.

1. De Win, M., Sheers, R., De Blaere, X (2000), présenté lors de la 10^{ème} réunion annuelle ETRS, Bruxelles, 25-27 Mai 2000.
2. Alcock, C. F., Benton-Jones, S. K., Edwards, J., présenté lors du 2^{ème} congrès WUWHS, Paris, 8-13 Juillet 2004.

3M et Tegaderm sont des marques déposées de 3M Company.
© 3M Santé 2005.