



INFORMATIONS SUR LES STYLOS A CAUTERISER JETABLES POUR LA SÉCURITÉ ET LES PERFORMANCES

UTILISATION PRÉVUE

1. Cautérisation des tissus et des petits vaisseaux sanguins pendant les interventions chirurgicales
2. L'appareil est stérile à usage unique, emballé, alimenté par des piles alcalines intégrées

MODÈLE

TYPOLOGIE	TEMPÉRATURE	POINTE
Cautérisation à haute température - HTC	1200°C/2200°F	Pointe mince
Cautérisation à haute température - HTC	1200°C/2200°F	Grande pointe
Cautérisation à haute température - HTC	1200°C/2200°F	Longueur de pointe mince 125mm
Cautérisation à haute température - HTC	1200°C/2200°F	Longueur de pointe mince 75mm
Cautérisation à température moyenne - MTC	800°C/1400°F	Pointe rigide
Cautérisation à basse température - LTC	600°C/1100°F	Pointe mince

CONTRE-INDICATIONS

1. Les stylos à cautériser ne conviennent pas à la cautérisation des saignements abondants.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE

1. Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène
2. Produit jetable , NE PAS RÉUTILISER – La réutilisation peut entraîner :
 1. Infections croisées;
 2. les modifications de matériaux;
 3. la perte des caractéristiques fonctionnelles initiales du produit;
3. La stérilité n'est pas garantie si l'emballage a été ouvert et/ou endommagé
4. Évitez la poursuite prolongée, cela peut provoquer un échauffement excessif et une rupture possible de la pointe.
5. N'exercez pas de pression qui pourrait déformer et casser la pointe
6. Éviter le contact direct des liquides avec le corps de l'électrocautérisation .