

Bexen cardio
Ready for life



Reanibex 100

**Votre cœur est
protégé**

2 options :

- Semi-automatique
- Entièrement automatique

Utilisation pour les patients
adultes et pédiatriques

Alertes sur l'état de la batterie
et des électrodes

RCP avec métronome et
retour d'information


Transmission Sigfox

Géolocalisation

Configuré selon les lignes
directrices de l'ERC/AHA

Reanibex 100

Ready for life



ATOUTS



CONSEILS CLAIRS

Des messages sonores guident l'utilisateur durant toute la séquence d'opérations. Volume adapté au bruit ambiant.



COMMUNICATION

Transmission des alertes d'état de l'équipe et accessoires via Sigfox et la géolocalisation



OPTIONS DE CHOC

Dans la version semi-automatique, le sauveteur doit appuyer sur le bouton Choc pour délivrer le choc. Dans la version entièrement automatique, le choc est délivré automatiquement en cas de besoin.



CHOC PLUS RAPIDE

Mise en marche automatique à l'ouverture du couvercle, électrodes pré-connectées et précharge pour délivrer les chocs plus rapidement.



AUTO-VÉRIFICATION

Autotest quotidien automatique pour garantir la disponibilité permanente de l'appareil et des accessoires.



ASSISTANCE RCP

Un métronome et un retour d'information en temps réel sur la fréquence pour des compressions thoraciques efficaces.

APPLICATIONS



REANIBEX DATA NET

Application web de surveillance des appareils DEA. Déclenchement d'alertes sur l'état de l'appareil et des accessoires, géolocalisation, configuration de l'équipement, mises à jour du logiciel et possibilité d'afficher les résultats des tests et les épisodes (épisodes en option).



REANIBEX NFC READER

Application NFC pour appareils Android permettant de vérifier l'état du REANIBEX 100 et de ses accessoires sans connexion PC.



REANIBEX USB SYNC

Application PC permettant de synchroniser le DEA avec Reanibex Data Net via USB pour configurer l'appareil et télécharger les informations stockées dans le REANIBEX 100.

Bexen cardio

Osatu S. Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com



Rev: 04/2022