

COMED


MODE D'EMPLOI DU DYNAMOMETRE DE COLLIN ADULTE

REF. : 44 900 00

Le dynamomètre de Collin évalue la pression ou la traction de l'effort musculaire.

Cet appareil n'est pas un instrument de mesure au sens de la Directive 93/42, dans ce cas exprimé en Kg., mais un évaluateur du différentiel entre deux prises de mesure. La comparaison, donc, avec un autre instruments de mesure n'est pas possible. Les indications en Kilo n'expriment qu'un ordre de repère pour évaluer les évolutions de la personne testée.

PRESSION DE : 0 A 70 Kg.



TRACTION DE : 0 A 200 Kg.

